

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Positive Charged Slide

- 1.วัตถุประสงค์การใช้งาน
 - 1.1 ใช้ในงานพยาธิวิทยา
2. ลักษณะทั่วไป
 - 2.1 เป็นสไลด์ที่ทำให้ชิ้นเนื้อไม่หลุด
3. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
 - 3.1 เป็นสไลด์ที่มีหัวสีขาวง่ายต่อการเขียน
 - 3.2 ตัวสไลด์จะเคลือบด้วยประจุไฟฟ้า ซึ่งจะไม่ทำให้ชิ้นเนื้อหลุด
 - 3.3 สามารถใช้งานทางด้าน Frozen tissue section และงาน Cytology
 - 3.4 มีขนาดบรรจุ 72แผ่น/กล่อง

การเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Ottix Plus

- 1.วัตถุประสงค์การใช้งาน
 - 1.1 นำมาใช้ในงานพยาธิกายวิภาค
- 2.ลักษณะทั่วไป
 - 2.1 เป็นน้ำยาทดแทนที่ใช้ในกระบวนการเตรียมชิ้นเนื้อ และย้อมชิ้นเนื้อ
- 3.คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
 - 3.1 เป็นน้ำยาทดแทนไซลีนและแอลกอฮอล์ซีรี่ ในกระบวนการเตรียมชิ้นเนื้อและย้อมสี
 - 3.2 ไม่มีผลกระทบต่อ Antigenicity และ Nucleic acid
 - 3.3 สามารถใช้กับโปรโตคอลมาตรฐานหรือวิธีพิเศษ
 - 3.4 สามารถเข้ากันได้กับเครื่องเตรียมชิ้นเนื้อและเครื่องย้อมสีทุกยี่ห้อในท้องตลาด
 - 3.5 มีขนาดบรรจุน้ำยา 5 ลิตร
 - 3.6 เป็นผลิตภัณฑ์ Diapath ประเทศ อิตาลี

.....กรรมการ
(แพทย์หญิงศิริพันธ์ บุษยามานนท์)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Ottix Shaper

1.วัตถุประสงค์การใช้งาน

1.1 น้ำยาใช้ในงานพยาธิกายวิภาค

2.ลักษณะทั่วไป

2.1 เป็นน้ำยาAlcohol – Based ที่ใช้ในกระบวนการเตรียมชิ้นเนื้อ และย้อมชิ้นเนื้อ

3.คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

3.1 เป็นน้ำยา Alcohol –Based ใช้สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของ Ottix plus ในกระบวนการ เตรียมชิ้นเนื้อและย้อมสี

3.2 ไม่มีผลกระทบต่อ Antigenicity และ Nucleic acid

3.3 สามารถใช้กับโปรโตคอลมาตรฐานหรือวิธีพิเศษ

3.4 สามารถเข้ากันได้กับเครื่องเตรียมชิ้นเนื้อและเครื่องย้อมสีทุกยี่ห้อในท้องตลาด

3.5 น้ำยามีสีฟ้าอ่อน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อผลการเตรียมชิ้นเนื้อ

(เพื่อลดข้อผิดพลาดในการหยิบใช้น้ำยา)

3.6 มีขนาดบรรจุน้ำยา 4.1ลิตร

3.7 เป็นผลิตภัณฑ์ Diapath ประเทศ อิตาลี

.....กรรมการ

(แพทย์หญิงศิริจันทร์ บุชยามานนท์)