



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อกระดูก


1. ความต้องการ ชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อกระดูก จำนวน 5 ชุด
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้ผ่าตัดต่อกระดูก
3. คุณสมบัติทั่วไป
  - 3.1. ทำจากสแตนเลสเกรดทางการแพทย์ หรือ ไททาเนียม ไม่เป็นสนิม ทนทานต่อการฆ่าเชื้อด้วยการนึ่งไอน้ำหรืออบแก๊ส
4. คุณลักษณะเฉพาะ
  - 4.1. ที่ถ่างเปลือกตา สำหรับผู้ใหญ่ ใบถ่างกว้างไม่น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร สามารถถ่างได้ไม่น้อยกว่า 18 มิลลิเมตร
  - 4.2. ปากคิ๊บสำหรับฉีกถุงหุ้มเลนส์ แบบ UTRATA ปลายงอ (Angled) ยาว 12 มิลลิเมตร ส่วนปลายมีงอสำหรับจับถุงหุ้มเลนส์ ความยาวทั้งหมด 80 มิลลิเมตร
  - 4.3. ปากคิ๊บแบบ KELMAN MCPHERSON ปลายงอทำมุม 45 องศา ส่วนที่ยาว 8 มิลลิเมตร มีพื้นที่จับขนาน 5 มิลลิเมตรแบบ tying platform ความยาวทั้งหมดอยู่ระหว่าง 82-84 มิลลิเมตร
  - 4.4. ปากคิ๊บจับเนื้อเยื่อ แบบ CASTROVIEJO เขี้ยวขนาด 0.12 มิลลิเมตร แบบ 1x2 เขี้ยว มีพื้นที่จับขนาด 5.5 มิลลิเมตร ความยาวทั้งหมดอยู่ระหว่าง 106-108 มิลลิเมตร
  - 4.5. ขอเกี่ยวเลนส์ แบบ SINSKKEY ปลายงอยาว 0.18 มิลลิเมตร ส่วนของข้องอ ยาว 10 มิลลิเมตร ความยาวทั้งหมดอยู่ระหว่าง 117-119 มิลลิเมตร
  - 4.6. ที่จับเข็ม แบบ CASTROVIEJO ปลายโค้งพร้อมล๊อค ขนาดกลาง 11 มิลลิเมตร curved jaws ความยาวทั้งหมดอยู่ระหว่าง 135-137 มิลลิเมตร
  - 4.7. ที่จับเข็ม แบบ BARRAQUER ปลายโค้งมนพร้อมล๊อค ขนาด 9 มิลลิเมตร curved jaws ความยาวทั้งหมดอยู่ระหว่าง 132-133 มิลลิเมตร
  - 4.8. กรรไกรตัดเยื่อตา แบบ WESTCOTT สำหรับตัดทางขวา ปลายโค้งมน ความยาว 19 มิลลิเมตร นับจากสกรู ความยาวทั้งหมดอยู่ระหว่าง 114-115 มิลลิเมตร

  
(นายแพทย์ธนิต วงษ์วิบูลย์สิน)

ประธานกรรมการ

  
(นางสาวดวงกมล เหล่านารายณ์)

กรรมการ

  
(นางสาวนิชมน เหมพันธุ์พิรุฬห์)

กรรมการ

4.9. กล่องใส่เครื่องมือสำหรับผ่าตัด (Microsurgical Instrument Tray Plastic)

4.9.1. บรรจุเครื่องมือได้ 10 – 20 ชิ้น


4.9.2. ฝาด้านบนใส สามารถมองเห็นเครื่องมือด้านใน ฝาปิดล็อกได้แน่น

4.9.3. มีแผ่นซิลิโคนหนามเตย ชนิดทนความร้อนสูงจากการนึ่งฆ่าเชื้อ สำหรับรองรับและป้องกันเครื่องมือ


5. เงื่อนไขเฉพาะ

5.1. เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต


5.2. รับประกันคุณภาพ ความชำรุดบกพร่องจากการผลิตเป็นเวลา 1 ปี ภายใต้การใช้งานตามคำแนะนำ ทั้งนี้ ไม่รวมความสึกหรอจากการใช้งานปกติ ความชำรุดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ อุบัติเหตุ หรือการดูแลรักษาผิดวิธี

  
(นายแพทย์ธนิต วงษ์วิบูลย์สิน)

ประธานกรรมการ

  
(นางสาวดวงกมล เหล่านารายณ์)

กรรมการ

  
(นางสาวณิชนัน เหมพันธุ์พิรุฬห์)

กรรมการ